

# Allmänna skötselråd för elrullstol

## Ditt ansvar

Du eller den som hjälper dig ansvarar för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av din lånade elrullstol. Det är viktigt med regelbunden skötsel och rengöring. Innan du lämnar tillbaka hjälpmedlet ska det vara väl rengjort. Om du inte utför normalt underhåll av elrullstolen eller använder den på ett felaktigt sätt kan kommunen återta rullstolen.

## Så här sköter du om elrullstolen

### Rengöring

Torka av stolens chassi med fuktig trasa en gång varje vecka. Använd vanligt diskmedel (undvik starka rengöringsmedel) om den är hårt nedsmutsad. Spola inte elrullstolen med vatten, rengör enligt tillverkarens anvisning. Sits- och rygglädsel kan dammsugas, se tvättråd på rygg och dynklädsel.

### Däck

Kontrollera regelbundet att däcken är välpumpade. Köregenskaper, sittkomfort och körsträcka försämras med för lågt tryck i däcken. Även hjulen slits hårdare och risken för punktering ökar. Uttjänta däck, slang, glödlampa till strålkastare och blinkers bekostas alltid av dig som lånar elrullstolen.

### Laddning

För att optimera funktionen och livslängden på elrullstolbatterierna krävs regelbunden laddning. Laddningstiden beror på batteriernas tillstånd, och hur mycket de laddats ur. Vi rekommenderar dig att ladda batterierna över natten. Underhållsladdning ska ske ca var 14:e dag de perioder elrullstolen ej används, då batteriet annars laddas ur och förstörs. Batteribyte p.g.a. bristande underhållsladdning bekostas av dig som lånar elrullstolen. För att laddning ska kunna ske krävs frostfritt förvaringsutrymme. Är stolen nedkyld försämras även batterikapaciteten och körsträckan minskar kraftigt.

### Förvaring

Elrullstolen ska förvaras i ett låst och frostfritt utrymme.